

山东省临床检验中心 2024年D-二聚体检验室间质量调查活动须知

2024年山东省临床检验中心组织全省临床实验室开展D-二聚体检验室间质量调查活动，全年共进行1次活动，共2个批号，全年一次邮寄。有关内容说明如下：

一、测定时间及样品批号

次数	样品批号	数量	测定日期	截止日期	成绩反馈
第一次	244311~12	2瓶	3月19日	3月25日	4月9日

二、评价项目

评价项目：D-二聚体（DD），共计1项。

三、样品发放、接收及处理

1、D-二聚体室间调查为免费调查计划，得到了各实验室的积极报名响应。但因质评样品数量有限，综合报名时间顺序、设备品牌（结果分析原因）等因素，筛选出200家实验室，请实验室以随样品包裹邮寄的质控品清单为准。谢谢各实验室的参与和理解！

2、本次调查活动无多余质评品，如有质评品破损、缺失或编号错误，本次调查终止参与。

3、D-二聚体样品为冻干粉，全年2个批号，收到样品后，请置于2~8℃条件下保存。

4、测定前将样品从冰箱取出，在室温下（15℃~25℃）准确加入1mL去离子水或蒸馏水，加盖在室温中放置30分钟，轻轻混匀后进行测定。质评样品的检测应与临床标本相同，并以潜在传染性物品处理。

5、**将样品等同于临床样本进行检测**，按有潜在生物传染性样本对待，并根据相关规定使用及处理。

四、结果回报：

1、使用Web方式传递室间质评信息。具体结果回报方法请查看《2024年山东省医疗机构临床实验室室间质量评价计划》中“六、基于Web的室间质量评价方式”。

2、**报告结果时必须填写检测方法、试剂、仪器等信息**，请在回报表相应位置的下拉菜单中选择对应编码。

3、**请务必在规定时间内上报检测结果**。填写结果和编码时，请仔细审核后发送，提示发送成

功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认。

4、参评实验室必须严肃认真对待每一次室间质量评价活动，不允许串通或伪造结果，一经发现，对参加者的能力评定为不合格。

五、联系方式

如果参加室间质评单位遇到与质评有关的问题，请与临检中心质评室联系。

地址：济南市历下区经十路 9677 号山东省立医院东院区诚和楼 505

电话：0531-87906016

邮箱：sdccleqa@163.com、sdcclooffice@163.com

山东省临床检验中心

2024 年 2 月 26 日

山东省临床检验中心

_____年D-二聚体室间质量评价测定结果回报表

实验室编码：_____ 医院：_____ 实验室：_____

测定日期：_____年__月__日 第____次 结果发出日期：_____年__月__日

项目 (单位)	结果					编码			
	-----1	-----2	-----3	-----4	-----5	方法	仪器	试剂	校准物
血浆凝血酶原时间测定 S									
国际标准化比率 (INR)									
活化部分凝血活酶时间测定 S									
纤维蛋白原测定 g/L									
凝血酶时间测定 S									

实验室主任签字：

日期：

实验人员签字：

日期：

联系电话：

电子邮件：