

# 山东省临床检验中心

## 2026 年血铅（专项）室间质量评价活动须知

2026 年山东省临床检验中心组织全省临床实验室开展血铅（专项）室间质量评价活动，有关内容说明如下：

一、发放时间：2026 年 01 月 26 日

二、测定时间及样品批号

样品批号	数量	测定日期	截止日期	成绩反馈
2611111~15	5 瓶	02 月 05 日	02 月 12 日	02 月 27 日

三、评价项目及可接受范围

血铅（专项）评价项目：血铅（Pb）计 1 项。可接受范围：靶值  $\pm 20 \mu\text{g/L}$  或  $\pm 10\%$ （取大值）。

四、样品接收及处理

1、实验室收到室间质评样品后，请认真检查核对样品种类、数量及编号，如有破损、缺失或编号错误，请于 01 月 31 日前登录山东省临床检验中心网站，在【室间质评信息】栏目下，点击【样品接收状态确认及补寄申请】，按照相应流程申请补寄。务必严格按照流程申请，扫描二维码在线申请，同时发送《补寄申请表》，否则可能导致无法补寄。

2、本质控物包装在 1.0mL 冻存管中，规格为 0.5mL $\times$ 5 支/盒。储存条件：-20 $^{\circ}\text{C}$  以下保存。

3、使用前需溶解，放至室温半小时，充分混匀后稀释测定（建议用旋涡混合器）；使用中应保证本品不受污染；使用后盖紧瓶盖，置于 -20 $^{\circ}\text{C}$  以下冷冻保存。开盖后尽快使用。若质控物以非冷冻状态保存 12h 以上，可能会出现絮状物影响取样，此时需使用旋涡仪进行混匀，静置 10min，再沿侧壁伸入溶液 1/4 处取样，可避免絮状物对取样的影响；少量絮状物不会对本品中的元素浓度数值产生影响；一经出现大量絮状物，应停止使用。

4、将样品等同于临床样本进行检测。

五、结果回报：

1、新版实验室间质量评价(EQA)系统已部署上线（请使用谷歌浏览器登录 <https://shandong-lab-portal.eqa.clinet.com.cn>）。登录方式与原 EQA 系统一致。新系统与原[室间质评 EQA]将以跳转访问方式并存。

2、血铅（专项）室间质评将使用新系统进行数据上报。已有实验室编码用户，访问新系

统无需注册或修改密码，直接使用现有老系统用户名与密码即可登录。

3、结果回报方法请登录实验室端下载操作手册（登录及上报数据问题可致电010-84533392）。

4、填报说明：检测体系（方法、仪器、试剂）为必选项，否则无法上报数据；系统支持检测体系关键字搜索，如未找到您室使用检测体系请选择其他，并注明详细信息。

5、请务必在规定时间内上报检测结果。请仔细审核后点击“上报”，提示“上报成功”后请到历史上报查询中进行结果确认。在截止日期内数据可重新上报。

6、参评实验室必须严肃认真对待每一次室间质量评价活动，不允许串通或伪造结果，一经发现，对参加者的能力评定为不合格。

#### 六、联系方式

如果参加室间质评单位遇到与质评有关的问题，请与临检中心质评室联系。

地址：济南市历下区经十路 9677 号山东省立医院东院区诚和楼 505

电话：0531-87906016

邮箱：sdccleqa@163.com、sdccloffice@163.com

山东省临床检验中心

2026 年 01 月 22 日